



触媒反応システム

BELREA

## 触媒反応装置

さまざまな触媒反応を評価するための触媒分析装置です。オーダーメイドで設計しますので、ご希望に応じた仕様で製作が可能です。腐食性ガス、高圧、多検体並列、全自動などあらゆるご希望に対応いたします。もちろん安全対策も万全ですので安心してご使用いただけます。

## 製品仕様

仕様は一例です。まずご相談ください。

測定原理	ガス流通式固定層反応
リアクター	1以上
ガスポート	マスフローコントローラー：5系統
蒸気導入ポート	シリンジポンプ+気化器（180℃）：2系統
温度調整範囲	RT-1100℃
圧力範囲	0.1~0.9MPa（自動調圧弁による）
凝縮器温度	20℃（循環機による）
検出器	GC,BELMASS, IR, etc.
安全警報	ガス漏れ、温度警報、圧力警報、etc.
CE認証	なし
モニタ必要スペック	Full HD モニタ推奨

[www.microtrac.com/bel-rea](http://www.microtrac.com/bel-rea)