



PRÍSTROJ NA PREDPRÍPRAVU

## BELPREP VAC

**BELPREP VAC je vákuový odplyňovač s možnosťou prietokového odplyňovania. Prístroj je optimalizovaný na tepelnú predúpravu vzoriek na následnú analýzu plochy povrchu a veľkosti pórov vo vákuu alebo v prietoku inertného plynu.**

Príprava vzoriek na sorpciu plynu pomocou tohto vákuového odplyňovača je mimoriadne efektívna a rýchla, pretože sa môže vykonávať súčasne so samotným meraním.

Vákuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozícii v dvoch modeloch:  
BELPREP VAC II s 3 otvormi na vzorky a BELPREP VAC III so 6 otvormi na vzorky.

## BELPREP VAC II



<b>Odplyňování vakua/tepla</b>	áno
<b>Odplnenie toku/tepla</b>	možnosť
<b>Predupravovacie porty</b>	3
<b>Maximálna teplota</b>	430°C
<b>Presnosť teploty</b>	±5°C
<b>Programovateľná funkcia regulácie teploty</b>	-
<b>Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu</b>	áno
<b>Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)</b>	áno
<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	321 x 158 x 363 mm
<b>Hmotnosť</b>	15 kg
<b>Úžitkové vybavenie</b>	Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájanie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vakuového čerpadla), 50/60 Hz
<b>Certifikát CE</b>	áno

## BELPREP VAC III



<b>Odplyňování vakua/tepla</b>	áno
<b>Odplýnenie toku/tepla</b>	možnosť
<b>Predupravovacie porty</b>	6
<b>Maximálna teplota</b>	450°C
<b>Presnosť teploty</b>	±5°C
<b>Programovateľná funkcia regulácie teploty</b>	áno
<b>Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu</b>	-
<b>Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)</b>	-
<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	400 x 317 x 383 mm
<b>Hmotnosť</b>	15 kg
<b>Úžitkové vybavenie</b>	Plyn: N <sub>2</sub> : 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájanie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 630 W (bez vákuovej pumpy), 50 / 60 Hz
<b>Certifikát CE</b>	áno

[www.microtrac.sk/belprep-vac](http://www.microtrac.sk/belprep-vac)